

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gtpbp8 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8N3Z3

Артикул: CM0018879

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого GTPBP8, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции GTP-связывающего белка 8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело GTPBP8
Примечания/синоним	HSPC135; GTPBP8
Вид	Человек
GeneID (человек)	29083
GeneID	29083
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–170 человеческого GTPBP8 (NP_054889.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N3Z3
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом