


Поликлональные Антитела Против Gtse1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nyz3

Артикул: CM0017444



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому GTSE1, валидированные для WB и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Нацелены на регулятор клеточного цикла, участвующий в остановке на стадии G2/M.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GTSE1
Примечания / Альтернативные названия	B99; GTSE1
Вид специфичности	Человек
ID гена (человек)	51512
ID гена	51512
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот с 30 по 290 участок человеческого GTSE1 (NP_057510.4)
Источник получения	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYZ3
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом