

Поликлональное Антитело Против Gtsf1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Ww33

Артикул: CM0019161

введение

Кроличье поликлональное антитело GTSF1 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Нацелено на гаметоцит-специфический фактор 1, необходимый для сперматогенеза и сайленсинга ретротранспозонов. Предсказанная молекулярная масса 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTSF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Cue110; FAM112B; GTSF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	121355
GeneID	121355
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 человеческого GTSF1 (NP_653195.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WW33
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	В термосумке со льдом