

Кроличья Поликлональная Антитело Против Гуаниндезаминазы (Gda) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y2T3

Артикул: CM0030360



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой GDA (гуаниндезаминазы), подходящая для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения путей дезаминирования гуанина в исследованиях пуринового метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GDA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GAH; CYPIN; GUANASE; NEDASIN; GDA
Вид	Человек
GeneID	9615
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-454 человеческой GDA (NP_004284.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2T3
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент