

Моноклональное Антитело К Гуанилатциклазе Бета 1 (Gucy1B3) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02153

Артикул: CM0006036



введение

Кроличье моноклональное антитело к гуанилатциклазе бета 1 (GUCY1B3), валидированное для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути оксид азота-цГМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к гуанилатциклазе бета 1 (GUCY1B3)
Примечания/Синонимы	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Гуанилатциклаза бета 1 (GUCY1B3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2983
GeneID	2983
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02153
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом