

Кроличье Поликлональное Антитело Против Гуанилатциклазы Бета 1 (Gucy1B3) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02153

Артикул: CM0013653



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой гуанилатциклазы бета 1 (GUCY1B3), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Детектирует субъединицу синтазы цГМФ, рецептора оксида азота. Доступно от CamelBio, вашего партнера по сырьевым материалам для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гуанилатциклаза бета 1 (GUCY1B3) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2983
ID гена	2983
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческой гуанилатциклазы бета 1 (Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3)) (NP_000848.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02153
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом