


Поликлональное Антитело Против Guca2A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02747

Артикул: CM0027802



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого гуанилина (GUCA2A), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований желудочно-кишечного тракта и изучения сигнализации энтеротоксинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GUCA2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2980
GeneID	2980
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-115 человеческого GUCA2A (NP_291031.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02747
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	В пакете со льдом