


Поликлональное Антитело К Guca2b Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16661

Артикул: CM0027618



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GUCA2B (урогуанилина, GCAP-II). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным белком. Полезно для изучения сигнализации кишечной гуанилатциклазы и транспорта жидкости/электролитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GUCA2B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	UGN; GCAP-II; GUCA2B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2981
GeneID	2981
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GUCA2B (NP_009033.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q16661
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом