

Поликлональные Антитела К Gucy1A3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q02108

Артикул: CM0014466



введение

Поликлональные антитела кролика к GUCY1A3 человека, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Подходят для исследований передачи сигналов растворимой гуанилатциклазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GUCY1A3 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
Вид	Человек
ID гена	2982
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 GUCY1A3 человека (NP_000847.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02108
Молекулярная масса белка	77 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет