

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gucy2F Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P51841

Артикул: CM0018418

введение

Поликлональное кроличье антитело против GUCY2F (ретиная гуанилатциклаза 2), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения синтеза цГМФ в фоторецепторных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело Anti-GUCY2F
Примечания/синонимы	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2986
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-460 человеческого GUCY2F (NP_001513.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P51841
Молекулярная масса белка	125 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом