

Анти-Guk1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q16774

Артикул: CM0031009



введение

Поликлональные антитела кролика к гуанилаткиназе (GUK1), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий GUK1; рекомбинантный иммуноген. Подходят для изучения метаболизма нуклеотидов, рециклинга цГМФ и активации пролекарств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GUK1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GMK; GUK1
Вид	Человек
GeneID	2987
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-197 человеческого GUK1 (NP_000849.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16774
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом