

Поликлональные Антитела Против Gulp1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q9Ubp9

Артикул: CM0029370



введение

Кроличьи поликлональные антитела к GULP1 (CED6, GULP) для применения в WB, IHC-P и ИФА. Перекрестная реактивность с человеческим, мышиным и крысиным белком. Специфичны для исследований фагоцитоза, апоптоза и транспорта липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GULP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	CED6; GULP; CED-6; GULP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51454
GeneID	51454
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого GULP1 (NP_057399.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBP9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами