

Поликлональные Антитела Против Gw5 Для Вестерн-Блота, Ифа - A0A1D8Gzc0

Артикул: CM0022665

введение

Кроличьи поликлональные антитела против GW5, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают кальмодулин-связывающий белок GW5 *Oryza sativa* (~49 кДа). Идеально подходят для исследований риса и агрономических диагностических приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против GW5
Примечания/Алиас	GW5
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4338011
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–300 белка GW5 <i>Oryza sativa</i> (A0A1D8GZC0)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	A0A1D8GZC0
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовой пакет