


Анти-Gyg1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P46976

Артикул: CM0018118



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого гликогенина-1 (GYG1), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для исследований биосинтеза гликогена и болезни накопления гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GYG1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GYG; GSD15; GYG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2992
GeneID	2992
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-333 человеческого GYG1 (NP_001171649.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46976
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом