


Поликлональные Антитела Против Gypb Для If/Icc, Ифа — P06028

Артикул: CM0016083



введение

Это кроличье поликлональное антитело направлено против человеческого гликофорина В (GYPB/CD235b) — ключевой сиалогликопротеина мембраны эритроцитов. Валидировано для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА, подходит для исследований стабильности мембраны эритроцитов и антигенов групп крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GYPB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2994
ID гена	2994
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–91 человеческого GYPB (NP_002091.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06028
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовая упаковка