


Поликлональное Антитело Кролика Против Gypb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P06028

Артикул: CM0028424



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого гликопорина В (GYPB, CD235b), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует перекрестно с гликопорином человека и мыши. Идеально подходит для исследований мембраны эритроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GYPB Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SS, GPB, GYP, MNS, GYPA, PAS-3, CD235b, GYPB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2994
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-91 человеческого GYPB (NP_002091.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06028
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	С ледяным пакетом