


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gzma Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P12544

Артикул: CM0028684



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GZMA, валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белком. Нацелены на гранзим А, сериновую протеазу, участвующую в пироптозе и цитотоксичности CTL/NK клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GZMA Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HFSP; CTLA3; GZMA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3001
GeneID	3001
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-262 человеческого GZMA (NP_006135.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12544
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом