

Антитело Кролика Поликлональное Против H2-Ab1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P06345

Артикул: CM0021053

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против мышиногo H2-Ab1 (бета-цепь MHC класса II). Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует перекрестно с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и гистосовместимости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	H2-Ab1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	14961
GeneID	14961
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-219 мышиногo H2-Ab1 (NP_996988.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06345
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом