


Поликлональные Кроличьи Антитела К H3F3B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P84243

Артикул: CM0014965



введение

Поликлональные кроличьи антитела к H3F3B разработаны для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, они специфически распознают гистон H3.3 человека. Это антитело нацелено на вариант гистона H3.3, идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	H3F3B кроличьи пАт
Примечания/псевдонимы	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2
Вид	Человек
ID гена	3021
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-136 H3F3B человека (NP_002098.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P84243
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет