

Кроличья Поликлональная Антитело Против H3Q5Ser (Гистон H3.1, P68431) Для Вб, Иф, Ифа

Артикул: CM0000083



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против серотонилированного гистона H3.1 в положении Q5 (P68431). Валидирована для ВБ, ИФ/ИЦК и ИФА. Реагирует с антителами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических исследований, изучения хроматина и анализа модификаций гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	H3Q5ser Rabbit pAb
Примечания/алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser
Вид	Человек
ID гена (человек)	8350
ID гена	8350
Иммуноген	Синтетический серотонилированный пептид, соответствующий области Q5 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет