

Кроличья Поликлональная Антитело К H6Pd Для Вб, Ифа - 095479

Артикул: CM0025961



введение

Кроличья поликлональная антитело к H6PD для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелена на бифункциональный белок GDH/6PGL в эндоплазматической сети, подходит для исследования пентозофосфатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	H6PD Rabbit pAb
Примечания/Альясы	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTRD1; H6PD
Вид	Человек
ID гена (человек)	9563
ID гена	9563
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-200 человеческого H6PD (NP_004276.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095479
Молекулярная масса белка	89кДа
Доставка	Хладоэлемент