

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Habp4 Для Wb, Elisa — Q5Jvs0

Артикул: CM0020693

введение

Валидировано для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Нацелено на внутриклеточный гиалуронан-связывающий белок 4, регулятор гибернации рибосом и транскрипции. Идеально подходит для исследований рака и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело HABP4
Примечания/синонимы	INHABP4, INABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
Вид	Человек
Идентификатор гена	22927
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого HABP4 (NP_055097.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q5JVS0
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом