

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hadh Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q16836

Артикул: CM0013296



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого HADH, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-парафина и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митохондриального бета-окисления жирных кислот и нарушений обмена веществ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против HADH
Примечания/синонимы	HAD; HCDH; HNF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH
Вид	Человек
GeneID (человек)	3033
GeneID	3033
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-314 человеческого HADH (NP_005318.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16836
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент