


Поликлональные Антитела Против HADHA Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ип, Ифа - P40939

Артикул: CM0029301



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела специфически распознают HADHA (TP-alpha), валидированы для WB, IF/ICC, IP, ELISA и перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения митохондриального бета-окисления и метаболизма жирных кислот. ~83 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано на КО] Кроличьи pAb к HADHA
Примечания/Псевдоним	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Вид	Человек
GeneID	3030
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 484-763 человеческого HADHA (NP_000173.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40939
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом