


Поликлональные Антитела Против HADHA Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P40939

Артикул: CM0023346



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HADHA, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный HADHA, субъединицу митохондриальной трифункциональной фермента массой 83 кДа, участвующую в бета-окислении жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HADHA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3030
GeneID	3030
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 545-763 человеческого HADHA (NP_000173.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40939
Молекулярный вес белка	83kDa
Доставка	Сумка со льдом