


Моноклональное Антитело Кролика К Anti-Hadha Для Wb, If/Icc, Elisa — P40939

Артикул: CM0007375



введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого HADHA, валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Обнаруживает альфа-субъединицу митохондриального трифункционального фермента для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Моноклональное антитело кролика к HADHA
Примечания/Альтернативные названия	GBP; ECHA; HADH; LCEN; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3030
ID гена	3030
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 545-763 человеческого HADHA (NP_000173.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40939
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Айс-пак