

Моноклональное Антитело К Anti-Hadhb (Кролик) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55084

Артикул: CM0012724



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против HADHB (Бета-субъединица трифункционального фермента, митохондриальная) для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] HADHB кролик mAb
Примечания/Псевдоним	ECNB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTR029; TP-BETA; HADHB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3032
ID гена	3032
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 331-474 человеческого HADHB (NP_000174.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55084
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом