

Поликлональное Антитело К HADhb Для Wb, If/Icc, Ифа — P55084

Артикул: CM0030211



введение

Кроличье поликлональное антитело к HADHB, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелено на бета-субъединицу митохондриального трифункционального фермента (51 кДа), ключевой фермент бета-окисления длинноцепочечных жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HADHB Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Вид	Человек
GeneID (человек)	3032
GeneID	3032
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 34–270 человеческого HADHB (NP_000174.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55084
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовой пакет