

Поликлональные Кроличьи Антитела Против HagH Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - Q16775

Артикул: CM0025915



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против HAGH, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный гидроксиацилглутатионгидролазу. Идеально подходят для изучения глиоксалазы II в митохондриальных и цитозольных путях детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAGH кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
Вид	Человек
GeneID (человек)	3029
GeneID	3029
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого HAGH (NP_001035517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16775
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом