

Поликлональное Антитело Anti-Hand2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P61296

Артикул: CM0026822

введение

Поликлональное антитело Anti-HAND2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Реагирует с HAND2 человека, мыши, крысы. Подходит для исследований кардиального морфогенеза и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAND2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9464
GeneID	9464
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61296
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом