

Поликлональное Антитело Кролика Против Hap1 Для Wb, Elisa — P54257

Артикул: CM0020691

введение

Поликлональное антитело кролика против ассоциированного с Huntingtin белка 1 человека (HAP1), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения роли HAP1 в нейрональном транспорте, аутофагии и болезни Хантингтона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	HAP1 pAb кролика
Примечания/синонимы	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9001
GeneID	9001
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–240 HAP1 человека (NP_817084.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P54257
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом