

Моноклональное Антитело К Hapln1 Для Wb И Elisa - P10915

Артикул: CM0004258

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к белку HAPLN1 человека (40 кДа), связывающему хрящевой матрикс. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HAPLN1
Примечания/Синонимы	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1404
ID гена	1404
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 250-354 HAPLN1 человека (P10915)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10915
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом