

Поликлональное Антитело Против Hapln1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P10915

Артикул: CM0030152

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого HAPLN1, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА, реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований матрикса хряща и изучения агрегатов протеогликанов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAPLN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1404
GeneID	1404
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-354 человеческого HAPLN1 (NP_001875.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10915
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом