

Анти-Гаптоглобин (Hr) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

Артикул: CM0004989



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против чело гаптоглобина (HP), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживает мишень при ~45 кДа. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований гемолиза, острой фазы реакции и проницаемости кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гаптоглобин (HP) кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	BP; HPA15; HP2ALPHA2; Гаптоглобин (HP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3240
GeneID	3240
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 307-406 человеческого гаптоглобина (HP) (P00738)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00738
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом