

Анти-Гаптоглобин (Hr) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

Артикул: CM0014300



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого гаптоглобина (HP), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий, мышинный, крысиный белки. Связывает свободный гемоглобин, обладает антиоксидантной активностью, является белком острой фазы. Идеально подходит для исследований гемолиза, воспаления и проницаемости кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гаптоглобин (HP) Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Гаптоглобин (HP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3240
GeneID	3240
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого гаптоглобина (NP_005134.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00738
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом