

Поликлональное Антитело Anti-Has1 Кролика Для Wb, Elisa - Q92839

Артикул: CM0013405

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческой гиалуронансинтазы 1 (HAS1). Валидировано для WB и ELISA, выявляет белок массой 65 кДа. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Имеет ключевое значение для исследований синтеза гиалуронана и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAS1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	HAS; HAS1
Вид	Человек
Идентификатор гена	3036
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-390 человеческого HAS1 (NP_001514.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92839
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Хладагент