

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Has2 Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - Q92819

Артикул: CM0026165

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой гиалуронан синтазы 2 (HAS2), валидированные для Вестерн блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеальны для исследований синтеза гиалуронана и биологии внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | HAS2 Кроличьи rAb                                                                                                                                      |
| Примечания/Алиас          | HAS2                                                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                |
| GeneID (Человек)          | 3037                                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 3037                                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-186 человеческого HAS2 (NP_005319.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                |
| Применение                | Вестерн блоттинг, ИФА                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q92819                                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 64 кДа                                                                                                                                                 |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                                      |