

Поликлональное Антитело Anti-Has3 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O00219

Артикул: CM0026800

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HAS3, для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Гиалуронансинтаза 3 необходима для синтеза гиалуронана и ремоделирования внеклеточного матрикса. Подходит для исследований клеточной адгезии, миграции и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAS3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HAS3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3038
ID гена	3038
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-281 человеческого HAS3 (NP_619515.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00219
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом