

Поликлональные Антитела Против Has3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - 000219

Артикул: CM0013919

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HAS3, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Подходят для исследований синтеза гиалуронана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAS3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HAS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3038
GeneID	3038
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-281 человеческого HAS3 (NP_619515.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00219
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом