

Поликлональное Кроличье Антитело Против Haspin Для Wb, Elisa — Q8Tf76

Артикул: CM0020453



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого HASPIN (GSG2). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Предназначено для исследовательского применения в изучении клеточного цикла и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HASPIN
Примечания/синоним	GSG2; HASPIN
Вид	Человек
GeneID (человек)	83903
GeneID	83903
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290–470 человеческого HASPIN (NP_114171.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8TF76
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Хладагент