

Поликлональные Антитела Против Haus6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z4H7

Артикул: CM0031058



введение

Кроличьи поликлоны антитела, нацеленные на человеческий белок HAUS6 — ключевой компонент комплекса огамина HAUS. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с антигенами человека и мыши. Подходят для исследований митоза и centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAUS6 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	Dgt6, FAM29A, HAUS6
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена	54801
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий аминокислоты 676–955 человеческого HAUS6 (NP_060115.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z4H7
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	С ледяным пакетом