

Поликлональные Антитела К Hax1 Для Wb, If/Icc, Ифа - O00165

Артикул: CM0024855

введение

Кроличьи поликлональные антитела к HAX1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Распознают ассоциированный с HCLS1 протеин X-1 (32 кДа), который участвует в ремоделировании актина и поддержании выживаемости клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAX1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	10456
ID гена	10456
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-279 человеческого HAX1 (NP_006109.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00165
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовой пакет