

Анти-Hb-Egf Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q99075

Артикул: CM0002392



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого HB-EGF (DTR, HEGFL), для вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения факторов роста и рецептора дифтерийного токсина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HB-EGF кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1839
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого HB-EGF (Q99075)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99075
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом