


Поликлональное Антитело Кролика Против Hba2 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P69905

Артикул: CM0029207



введение

Данное поликлональное антитело кролика против HBA2 валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на альфа-субъединицу гемоглобина для исследований транспорта кислорода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HBA2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HbH; ECTY7; HBA-T2; HBA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3040
GeneID	3040
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P69905
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом