


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Hbγ2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P69892

Артикул: CM0029149



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к HBG2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на гамма-2 субъединицу гемоглобина человека (фетальный гемоглобин). Идеально подходит для исследований гемоглобинопатий, транспорта кислорода и биологии эритроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к HBG2
Примечания/Альтернативные названия	TNCY; HBG-T1; HBG2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3048
ID гена	3048
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HBG2 (NP_000175.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P69892
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом