


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Hbgr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P69891

Артикул: CM0017613



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HBG1 (гамма-1 цепь фетального гемоглобина). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезно для изучения развития фетального гемоглобина и транспорта кислорода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HBG1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3047
ID гена	3047
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HBG1 (NP_000550.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P69891
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом