


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Hcar1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Vxc0

Артикул: CM0019737



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на HCAR1 (GPR81), реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; расчетная молекулярная масса белка составляет 39 кДа. Идеально подходит для изучения лактатной сигнализации и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCAR1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	27198
GeneID	27198
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9VXC0
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом