

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Hcfc1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P51610

Артикул: CM0020920



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против HCFC1 (Host cell factor 1), корегулятора транскрипции, участвующего в контроле клеточного цикла. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCFC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; МАНСХ; XLID3; PPP1R89; HCFC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3054
GeneID	3054
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого HCFC1 (NP_005325.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51610
Молекулярный вес белка	209кДа
Доставка	Сумка со льдом