

Кроличьи Поликлональные Антитела К Нск Для Wb, If/Icc, Elisa - P08631

Артикул: CM0022186



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку НСК человека (p59Hck/p61Hck). Валидированы для методов WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета, фагоцитоза и клеточной сигнализации. Поставщик: CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к НСК
Примечания/Синонимы	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, НСК
Вид	Человек
GeneID (человек)	3055
GeneID	3055
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 НСК человека (NP_001165600.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08631
Молекулярная масса белка	60 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом