

Поликлональное Антитело Против Hcls1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P14317

Артикул: CM0024423

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого HCLS1 (HS1, p75), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований сигналинга антигенных рецепторов и гематopoэтических линий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HCLS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HS1; p75; CTTNL; lckBP1; HCLS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3059
ID гена	3059
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого HCLS1 (NP_005326.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P14317
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом